

GT SONIC-D シリーズ 超音波



特長：

1. 洗浄の死角を解消するための「通常」および「ソフト」出力制御。

2. 洗浄効果を高めるための脱ガス機能。

3. 時間設定：1～99分まで調整可能。

4. 加熱：0～80℃の範囲で温度調整可能

5. 使いやすい
すぐ見やすい操作パネル

6. メモリー機能

7. 温度およびタイマー表示用 LED ディスプレイ

8. 高性能トランスデューサー

9. 特許取得製品

仕様：

モデル	タンクサイズ	本体サイズ	容量	超音波出力	超音波周波数	加熱出力	タイマー	加熱温度
	L×W×H(mm)	L×W×H(mm)	(L)	標準 (W)	(kHz)	(W)	(MIN)	(℃)
GT SONIC-D2	150×140×100	190×170×220	2	50	40	100	1～99	0～80
GT SONIC-D3	240×140×100	270×170×240	3	100		100	1～99	0～80
GT SONIC-D6	300×155×150	330×180×310	6	150		300	1～99	0～80
GT SONIC-D9	300×240×150	330×270×310	9	200		300	1～99	0～80
GT SONIC-D13	330×300×150	360×330×310	13	300		400	1～99	0～80
GT SONIC-D20	500×300×150	550×330×310	20	400		500	1～99	0～80
GT SONIC-D27	500×300×200	550×330×360	27	500		500	1～99	0～80

用途：

GT SONIC Dシリーズの超音波洗浄機は、**実験室、歯科、宝石・宝飾品、光学、電子機器、自動車、産業、製薬などの**分野で広く使用されており、対象物の洗浄においてシンプルかつ効果的な結果をもたらします。

脱気機能は、脱気、混合、均質化、溶解、細胞溶解、粒子の分散などを含む試料調製など、「洗浄以上の用途」に特に適しています。

付属品：



バスケット



蓋



電源コード

詳細：

